





CATÉTER DE BALÃO NASAL POST-STAT™

**Leia atentamente:**

O PROFISSIONAL MÉDICO É RESPONSÁVEL POR TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ADEQUADOS. AS INSTRUÇÕES A SEGUIR SÃO FORNECIDAS APENAS A TÍTULO INFORMATIVO. O CIRURGIÃO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO TEM DE AVALIAR A ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM BASE NA SUA PRÓPRIA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA MÉDICA.

**Indicações**

O cateter balão nasal Post-Stat foi concebido como um tamponamento nasal posterior para controlar a hemorragia nasal posterior e como um tamponamento inter operatório para ajudar na prevenção da aspiração de fluidos. O cateter Post-Stat permite tanto a aspiração como a irrigação.

**Advertências**

• Não encha o balão em demasia. O enchimento excessivo pode obstruir parcialmente a via aérea causando problemas ou dificuldades de respiração ou pode resultar em necrose do tecido devido a pressão excessiva.
• Não exceda os volumes recomendamos para enchimento do balão. Exceder estes volumes pode causar a rutura dos balões e causar trauma nos tecidos intranasais envolventes ou a deslocação do cateter nasal.

**Como usar o cateter de balão Post-Stat**

1: Teste o balão antes de introduzir o cateter, inflando com 5 a 10 CC de solução salina esterilizada ou água esterilizada.
2: Lubrifique o cateter com água esterilizada ou lubrificante não à base de petróleo.
3: Se existirem coágulos de sangue, remova os coágulos do nariz.
4: Introduza o cateter de modo a que a extremidade biselada assente sobre a nasofaringe.
5: Retire o estilete.
6: Encha o balão nasofaringeal com água esterilizada ou com solução salina esterilizada inserindo a seringa na válvula de inflação. É fornecida uma seringa de 20 CC.
NOTA: Volumes de enchimento de 4 a 8 CC são geralmente adequados.
7: Retire a seringa e puxe cuidadosamente o cateter para o colocar na sua posição.
8: Caso se pretenda utilizar aspiração e/ou irrigação, estabelecer conectores adequados.
9: Verifique a pressão do balão frequentemente e alivie-a quando indicado.

**Remoção do cateter**

Introduza a seringa firmemente em cada válvula, de forma alternada, e evacue completamente cada balão. Após a verificação do esvaziamento completo do balão, retire cuidadosamente o cateter.

**Eliminação:** ao eliminar o produto, realize todos os passos necessários para evitar riscos de ferimento ou infeção. Produtos contaminados têm de ser eliminados como materiais perigosos e têm de ser manuseados de forma a evitar a contaminação de terceiros.

**ESTE PRODUTO É DE UTILIZAÇÃO ÚNICA.**

**Atenção:** a lei federal dos EUA limita este produto a venda por ou mediante ordem de um médico.

**Garantia**

A Invotec International, Inc. garante que o produto está isento de defeitos materiais e de mão de obra. A Invotec irá substituir ou fornecer um reembolso por qualquer produto identificado como defeituoso desde que o produto seja devolvido em conformidade com as Instruções de Devolução de Produtos da Política de Vendas. A Invotec não será responsável por qualquer perda consequente, dano ou despesa diretamente ou indiretamente resultante do uso, ou incapacidade de uso, deste produto. A PRESENTE GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INDEPENDENTEMENTE DA SUA OCORRÊNCIA, INCLUINDO COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO A FIM ESPECÍFICO, CONTRA INFRAÇÃO OU OUTRA SITUAÇÃO. A Invotec International não assume, nem autoriza qualquer pessoa a assumir em seu nome, qualquer responsabilidade adicional no que diz respeito a este produto.

*Post-Stat é uma marca comercial da Invotec International, Inc.*



POST-STAT™ BALLON CATHETER NASAL

**Veillez lire attentivement :**

LE PROFESSIONNEL MÉDICAL EST RESPONSABLE DES PROCÉDURES ET TECHNIQUES CHIRURGICALES APPROPRIÉES. LES INSTRUCTIONS SUIVANTES SONT Á TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. LE CHIRURGIEN PRÉSENT DOIT ÉVALUER LE BÉNÉFICE DE LA PROCÉDURE SUR LA BASE DE SA PROPRE FORMATION ET DE SA PROPRE EXPÉRIENCE MÉDICALE.

**Indications**

Le ballon cathéter nasal Post-Stat a été conçu pour réaliser un pansement nasal postérieure et pour controler l'hémorragie nasal postérieure. C'est un pansement qui aide aussi à éviter l'inhalation de liquide. Le catheter Post-Stat permet a la fois d' aspirer et d'irriguer.

**Avertissements**

• Ne gonflez pas trop le ballonnet. Un gonflement excessif peut partiellement obstruer les voies respiratoires entraînant une respiration restreinte ou laborieuse ou peut entraîner une nécrose tissulaire due à une pression excessive.
• Ne dépassez pas les volumes recommandés pour le remplissage du ballonnet. Le dépassement de ces volumes peut provoquer la rupture des ballonnets et causer un traumatisme des tissus intranasaux environnants ou un délogement du cathéter nasal.

**Comment utiliser le cathéter nasal Post-Stat**

1. Tester le gonflement du balonnet avant d’introduire le catheter en le gonglant avec 5 ou 10 de solution saline ou d’eau sterile.
2. Lubrifier le catheter avec de l’eau sterile ou un lubrifiant qui ne contienne pas de petrole.
3. Enlever les caillots de sang du nez.
4. Insérer le catheter de telle facon que la partie biseautée terminale repose dans le nasopharynx.
5. Retirer le mandrin d’introduction.
6. Gonfler le balonnet nasopharyngé avec de l’eau sterile our avec une solution saline en insérant l seingue dans la valve de gonflement. Une seringue de 20 cc est fournie.
NOTE: Une volume de gonflement de 4 a 8 cc est habituellement suffisant.
7. Enlever la seringue et mettre doucement le catheter en place.
8. Si l’aspiration our l’irrigation doit etre utilisées mettre les raccords convenables.
NOTE: La seringue de gonflement peut aussi etre utilisée pour injecter des liquides ou évacuer le sang et autres liquids.
9. Tester frequemment la pression du balonnet et la modifier si nécessaire.

**Retrait du cathéter**

Insérez la seringue fermement dans chaque valve, à tour de rôle, et évacuez complètement chaque ballonnet. Après vérification du dégonflage complet du ballonnet, retirez doucement le cathéter.

**Élimination :** Lors de l’élimination du produit, prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de blessure ou d’infection. Les produits contaminés doivent être éliminés en tant que déchets dangereux et traités de sorte à éviter la contamination de tiers.

**Ce Produit est a Usage Unique**

**Attention:** Les lois fédérales Americaines exigent la vente uniquement sur prescription du Medicin.

**Garantie**

Invotec International, Inc. garantie que le produit ne présente aucun défaut de fabrication ou de matière première. Invotec replacera ou rebouesra tout produit avec default à condition que le produit soit retourné en accord avec le règlement de retour de marchandise des conditions de ventes. Invotec n’est pas responsable des conséquences dues a la perte, la détérioration, les frais provenant directement our indirectement de l’usage our de non usage du produit. LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE ET EXCLUT TOUTES AUTRES GARANTIES EXPERIMEES OU IMPLIQUEES SURVENANT DE QUELQUES MANIERES QUE CE SOIT ET COMPRENANT LE COMMERCIAL, UN ACCORD POUR UNE INTENTION PARTICULIERE CONTRE INFACION OU AUTRES. Invotec International n’assume ni n’autorise quelques personnes que ce soit pour assurer cela ni quelques autres reonsabilités additonnelles concernant ce produit.

*Post-Stat est une marque déposée d’Invotec International, Inc.*



NEUSBALLONKATHETER POST-STAT™

**Gelieve aandachtig te lezen:**

DE MEDISCH DESKUNDIGE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTE CHIRURGISCHE PROCEDURES EN TECHNIKEN. DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND TER INFORMATIE. DE BEHANDELENDE CHIRURG MOET DE GESCHIKTHEID VAN DE PROCEDURE EVALUEREN OP BASIS VAN ZIJN/HAAR EIGEN MEDISCHE OPLEIDING EN ERVARING.

**Indicaties**

De neusballonkatheter van Post-Stat was ontworpen als een achterneusverpakking voor de beheersing van achterneusbloedingen en als verpakking tussen operaties in om inademing van vloeistof te helpen voorkomen. De katheter van Post-Stat kan worden gebruikt voor zowel zuigen als uitspoelen.

**Waarschuwingen**

• Blaas de manchet niet te hard op. Overmatig opblazen kan de luchtweg gedeeltelijk blokkeren, wat kan leiden tot een beperkte of moeizame ademhaling of tot weefselnecrose als gevolg van te hoge druk.
• Overschrijd de aanbevolen volumes voor het vullen van de manchet niet. Als deze volumes worden overschreden, kunnen de manchetten scheuren en letsel veroorzaken aan de omliggende intranasale weefsels of kan de neuskatheter losraken.

**Hoe de ballonkatheter van Post-Stat gebruiken**

1: Test de manchet vooraleer de katheter in te brengen door te vullen met 5 tot 10 cc van een steriele zoutoplossing of steriel water.
2: Smeer de katheter in met steriel water of een glijmiddel zonder petroleum.
3: Als er bloedklonters zijn, verwijder de klonters dan uit de neus.
4: Breng de katheter zo in dat de afgeschuinde punt in de nasofarynx rust.
5: Trek het stilet terug.
6: Blaas de nasofaryngeale manchet op met steriel water of een steriele zoutoplossing door een spuit in het opblaasventiel te steken. Een spuit van 20 cc is meegeleverd.
OPMERKING: Een inflatie van 4 tot 8 cc is meestal voldoende.
7: Verwijder de spuit en trek voorzichtig aan de katheter om hem te plaatsen.
8: Als er moet worden gezogen of gespoeld, plaats dan de juiste connectoren.
9: Controleer regelmatig de druk van de manchetten en verlaag de druk indien nodig.

**De katheter verwijderen**

Steek de spuit om de beurt stevig in elk ventiel en laat elke manchet volledig leeglopen. Trek de katheter voorzichtig terug nadat u hebt gecontroleerd of de manchet volledig leeg is gelopen.

**Afvalverwijdering:** Neem bij het weggooien van het product alle nodige maatregelen om het risico op letsel of infectie te voorkomen. Verontreinigde producten moeten worden afgevoerd en behandeld als gevaarlijk afval om besmetting van derden te voorkomen.

**DIT PRODUCT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR EENMALIG GEBRUIK.**

**Let op:** Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit hulpmiddel alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

**Garantie**

Invotec International, Inc. garandeert dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Invotec zal elk product dat defect blijkt te zijn, vervangen of terugbetalen, zolang het product wordt geretourneerd volgens de instructies voor geretourneerde goederen in het verkoopbeleid. Invotec is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van dit product. DE BOVENSTAANDE GARANTIE VERVANGT EN SLUIT ALLE ANDERE GARANTIES UIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, HOE DAN OOK ONTSTAAN, MET INBEGRIP VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TEGEN INBREUK OF ANDERSZINS. Invotec International aanvaardt geen enkele andere aanvullende aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot dit product en geeft geen enkele persoon de toestemming om dit te doen.

*Ultra-Stat is een handelsmerk van Invotec International, Inc.*



**INVOTEC®**

POST-STAT™  
NASEN-BALLONKATHETER

**Bitte sorgfältig durchlesen:**

DIE MEDIZINISCHE FACHKRAFT IST VERANTWORTLICH FÜR DIE KORREKTEN CHIRURGISCHEN VERFAHREN UND TECHNIKEN. DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN DIENEN NUR DER INFORMATION. DER BEHANDELNDE CHIRURG MUSS DIE ANGEMESSENHEIT DES VERFAHRENS AUF BASIS SEINER EIGENEN MEDIZINISCHEN AUSBILDUNG UND ERFAHRUNG BEURTEILEN.

**Anwendungsgebiete**

Der Post-Stat-Ballonkatheter wurde als posteriore Nasentamponade zur Eindämmung posteriorer Nasenblutungen und als interoperative Tamponade zur besseren Vorbeugung einer Flüssigkeitsaspiration entwickelt. Mit dem Post-Stat-Katheter ist sowohl Absaugen als auch Spülen möglich.

**Warnungen**

- Die Manschette nicht zu stark aufpumpen. Eine zu stark aufgepumpte Manschette kann die Atemwege teilweise blockieren und eingeschränkte oder erschwerte Atmung zur Folge haben oder es kann aufgrund des übermäßigen Drucks zu einer Gewebnekrose kommen.
- Die zum Aufpumpen der Manschette empfohlenen Volumina nicht überschreiten. Ein Überschreiten dieser Volumina kann dazu führen, dass die Manschette reißt und ein Trauma des umgebenden intranasalen Gewebes oder ein Verrutschen des Nasenkatheters verursacht.

**Verwendung des Post-Stat-Ballonkatheters**

- Prüfen Sie vor dem Einführen des Katheters die Manschette durch Aufpumpen mit 5 bis 10 cm3 steriler Kochsalzlösung oder sterilem Wasser.
- Machen Sie den Katheter mit sterilem Wasser oder einem nicht auf Erdöl basierenden Gleitmittel gleitfähig.
- Eventuell vorhandene Blutgerinnsel aus der Nase entfernen.
- Führen Sie den Katheter so ein, dass die abgeschrägte Spitze im Nasenrachenraum liegt.
- Ziehen Sie den Führungsstab heraus.
- Pumpen Sie die Nasopharyngeal-Manschette entweder mit sterilem Wasser oder steriler Kochsalzlösung auf, indem Sie eine Spritze in das Aufpumpventil einführen. Eine 20-cm3-Spritze wird mitgeliefert. HINWEIS: Ein Aufpumpen auf 4 bis 8 cm3 reicht zumeist aus.
- Entfernen Sie die Spritze und ziehen Sie vorsichtig am Katheter, um ihn einzusetzen.
- Für Absaugen und/oder Spülen sind die entsprechenden Anschlüsse bereitzustellen.
- Überprüfen Sie den Manschettendruck häufig und verringern Sie den Druck, wenn dies angezeigt ist.

**Entfernen des Katheters**

Stecken Sie die Spritze der Reihe nach fest in jedes Ventil ein und entleeren Sie jede Manschette vollständig. Nachdem Sie überprüft haben, dass die Manschette vollständig entleert ist, ziehen Sie den Katheter vorsichtig heraus.

**Entsorgung:** Unternehmen Sie bei der Entsorgung des Produkts alle erforderlichen Schritte, um die Gefahr von Verletzungen oder Infektionen zu vermeiden. Kontaminierte Produkte müssen als Sondermüll entsorgt und auf eine Weise gehandhabt werden, dass jegliche Kontamination Dritter vermieden wird.

**DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH BESTIMMT.**

**Vorsicht:** Gemäß der Bundesgesetzgebung der USA darf dieses Produkt nur an Ärzte oder auf deren Anweisung verkauft werden.

**Garantie**

Invotec International, Inc. garantiert, dass das Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung ist. Invotec wird jedes Produkt, das sich als defekt herausstellt, ersetzen oder eine Rückerstattung gewähren, so lange das Produkt gemäß den in den Anweisungen zur Warenrücksendung enthaltenen Verkaufsrichtlinien zurückgesendet wird. Invotec haftet nicht für Folgeverluste, -schäden oder -kosten, die sich direkt oder indirekt aus der Benutzung dieses Produkts oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden, ergeben. DIE VORSTEHENDE GARANTIE TRITT AN STELLE VON UND SCHLIESST SÄMTLICHE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN AUS, WIE AUCH IMMER SIE ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH DER MARKTFÄHIGKEIT SOWIE DER EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK, GEGEN VERLETZUNG ODER SONSTIGES. Weder übernimmt Invotec International eine andere zusätzliche Haftung oder Verantwortung in Bezug auf dieses Produkt, noch ermächtigt es eine Person, diese für das Unternehmen zu übernehmen.

*Ultra-Stat ist ein Warenzeichen der Firma Invotec International, Inc.*

**INVOTEC®**

CATETERE NASALE A PALLONCINO  
POST-STAT™

**Si prega di leggere con attenzione:**

IL PROFESSIONISTA MEDICO È RESPONSABILE DI UTILIZZARE PROCEDURE E TECNICHE CHIRURGICHE ADEGUATE. LE SEGUENTI ISTRUZIONI SONO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO INFORMATIVO. IL CHIRURGO CURANTE DEVE VALUTARE L'ADEGUATEZZA DELLA PROCEDURA IN BASE ALLA PROPRIA FORMAZIONE ED ESPERIENZA MEDICA.

**Indicazioni**

Il catetere nasale a palloncino Post-Stat è stato progettato come tampone nasale posteriore per il controllo dell'emorragia nasale posteriore e come tampone inter-operatorio per contribuire alla prevenzione dell'aspirazione di liquidi. Il catetere Post-Stat consente sia l'aspirazione che l'irrigazione.

**Avvertenze**

- Non insufflare eccessivamente il manicotto. Un'insufflazione eccessiva può ostruire parzialmente le vie respiratorie limitando o rendendo difficoltosa la respirazione, o può provocare la necrosi dei tessuti per dovuta all'eccessiva pressione.
- Non superare i volumi raccomandati per il riempimento del manicotto. In caso contrario, i manicotti si possono rompere, con conseguente trauma ai tessuti intranasali circostanti o dislocamento del catetere nasale.

**Come utilizzare il catetere a palloncino Post - Stat**

- Testare il manicotto prima di introdurre il catetere insufflandolo con 5-10 cc di soluzione salina sterile o acqua sterile.
- Lubrificare il catetere con acqua sterile o un lubrificante non a base di petrolio.
- In presenza di coaguli ematici, rimuovere i coaguli dal naso.
- Inserire il catetere in modo che la punta smussata poggi sulla rinofaringe.
- Ritirare lo stilo.
- Insufflare il manicotto nasofaringeo con acqua sterile o soluzione fisiologica sterile inserendo la siringa nella valvola di insufflazione. Viene fornita una siringa da 20 cc. NOTA: Un'insufflazione da 4 a 8 cc è solitamente adeguata.
- Rimuovere la siringa e tirare delicatamente il catetere per sistemarlo in posizione.
- Nel caso in cui si debba usare l'aspirazione e/o l'irrigazione, impostare i connettori adeguati.
- Controllare frequentemente la pressione del manicotto e rilasciare la pressione quando indicato.

**Rimozione del catetere**

Inserire saldamente la siringa in ciascuna valvola, una valvola alla volta, ed evacuare completamente ogni manicotto. Dopo aver verificato il completo sgonfiamento del manicotto, ritirare delicatamente il catetere.

**Smaltimento:** Smaltire il prodotto prendendo ogni misura atta ad evitare il rischio di lesioni o infezioni. I prodotti contaminati vanno smaltiti come rifiuti pericolosi e manipolati in modo da evitare la contaminazione di terzi.

**QUESTO PRODOTTO È ESCLUSIVAMENTE MONOUSO.**

**Attenzione:** La legge federale degli Stati Uniti vieta la vendita di questo dispositivo da parte o su ordine di un medico.

**Garanzia**

Invotec International, Inc. garantisce che il prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione. Invotec sostituirà o rimborserà qualsiasi prodotto che risulti difettoso, a condizione che il prodotto venga restituito secondo le istruzioni per la restituzione della merce riportate nella Politica di vendita. Invotec declina qualsiasi responsabilità per perdite, danni o spese consequenziali direttamente o indirettamente derivanti dall'uso, o dall'impossibilità di usare questo prodotto. LA SUDDETTA GARANZIA SOSTITUISCE ED ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMUNQUE DERIVANTI, IVI COMPRESA LA COMMERCIALIZZABILITÀ, L'IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, CONTRO LA VIOLAZIONE O ALTRO. Invotec International non si assume, né autorizza alcuna persona ad assumersi per essa qualsiasi altra responsabilità aggiuntiva in relazione a questo prodotto.

*Ultra-Stat è un marchio di fabbrica di Invotec International, Inc.*

**INVOTEC®**

POST-STAT™  
NAZAL BALON KATETER

**Lütfen Aşağıdakileri Dikkatlice Okuyun:**

CERRAHI PROSEDÜRLERİN VE TEKNİKLERİN DOĞRU UYGULANMASINDAN TIBBİ UZMAN SORUMLUDUR. AŞAĞIDAKİ TALİMATLAR SADECE BİLGİ VERME AMAÇLIDIR. AMELİYATA GİREN CERRAH KENDİ TIBBİ EĞİTİMİ VE DENEYİMİNE DAYALI OLARAK PROSEDÜRÜN UYGUNLUĞUNU DEĞERLENDİRMELİDİR.

**Endikasyonlar**

Post-Stat nazal balon kateter, posteriyör nazal kanamayı kontrol etmek için bir posteriyör nazal tampon olarak ve sıvı aspirasyonunun önlenmesine yardımcı olmak için bir interoperatif tampon olarak tasarlanmıştır. Post-Stat kateter hem emmeye hem de irigasyona imkan tanır.

**Uyarılar**

- Manşeti aşırı şişirmeyin. Aşırı şişirmek, solunum yolunu kısmen tıkayarak kısıtlı veya güç nefes almaya neden olabilir veya aşırı basınç nedeniyle doku nekrozuna yol açabilir.
- Manşeti doldurmak için önerilen hacimleri aşmayın. Bu hacimlerin aşılması, manşetlerin yırtılmasına ve çevresindeki burun içi dokularda travmaya veya burun kateterinin yerinden çıkmasına neden olabilir.

**Post-Stat Balon Kateter Nasıl Kullanılır**

- Kateteri yerleştirmeden önce manşeti 5 ila 10 CC steril salin çözeltisi veya steril su ile şişirerek test edin.
- Kateteri steril su veya benzin bazlı olmayan kayganlaştırıcı ile kaygan hale getirin.
- Kan pıhtıları mevcutsa, burundaki pıhtıları temizleyin.
- Şevli ucu nazofarenksin içinde duracak şekilde kateteri yerleştirin.
- Stileyi geri çekin.
- Nazofarengal manşeti, şişirme valfine bir şırınga takarak steril su veya steril salin ile şişirin. 20 CC'lık bir şırınga temin edilmiştir. NOT: 4 ila 8 CC hacminde şişirmek genellikle yeterlidir.
- Şırıngayı çıkarın ve yerine oturması için kateteri yavaşça çekin.
- Emme ve/veya irigasyon kullanılacaksa, uygun konektörleri monte edin.
- Manşet basıncını sıklıkla kontrol edin ve belirtildiği zaman manşet basıncını düşürün.

**Kateterin Çıkarılması**

Sırayla her bir valfe şırıngayı sıkıca takın ve her bir manşeti tamamen boşaltın. Manşetlerin tamamen boşaltıldığını doğruladıktan sonra, kateteri yavaşça geri çekin.

**Bertaraf:** Ürünü bertaraf ederken, yaralanma veya enfeksiyon riskini önlemek için gerekli tüm önlemleri alın. Kontamine olmuş ürünler tehlikeli atık olarak bertaraf edilmeli ve üçüncü taraflardan kaynaklanan kontaminasyonu önleyecek şekilde taşınmalıdır.

**BU ÜRÜN SADECE TEK KULLANIMLIKTIR.**

Dikkat: Federal yasalar, bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından ya da bir hekimin siparişi üzerine satılabileceğini belirlemiştir.

**Garanti**

Invotec International, Inc., ürünün malzeme ve işçilik hataları içermediğini garanti etmektedir. Invotec, kusurlu olduğu tespit edilen ürünleri Satış Politikası'nda bulunan İade Edilen Ürünler kısmındaki talimatlara göre iade edildikleri sürece değiştirecek veya ücret iadesi yapacaktır. Invotec, doğrudan veya dolaylı olarak bu ürünün kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan sonuca dayalı kayıplar, hasarlar veya masraflardan sorumlu olmayacaktır. YUKARIDAKI GARANTİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL VEYA BAŞKA DURUMLARDAN KAYNAKLANAN AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE GEÇMEKTE VE BUNLARI KAPSAM DIŞINDA BIRAKMAKTADIR. Invotec International, bu ürünle ilgili olarak başka herhangi bir ek yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemekte ve herhangi bir kişiye buna dair yetki vermemektedir.

*Ultra-Stat, Invotec International, Inc.'in ticari bir markasıdır.*

INVOTEC INTERNATIONAL, INC.  
6833 Phillips Industrial Blvd. • Jacksonville, Florida 32256 U.S.A.  
Tel: 800-998-8580 / 904-880-1229 • Fax: 904-886-9517 • www.invotec.net  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41 • 30175 Hannover, Germany



INVOTEC INTERNATIONAL, INC.  
6833 Phillips Industrial Blvd. • Jacksonville, Florida 32256 U.S.A.  
Tel: 800-998-8580 / 904-880-1229 • Fax: 904-886-9517 • www.invotec.net  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41 • 30175 Hannover, Germany



INVOTEC INTERNATIONAL, INC.  
6833 Phillips Industrial Blvd. • Jacksonville, Florida 32256 U.S.A.  
Tel: 800-998-8580 / 904-880-1229 • Fax: 904-886-9517 • www.invotec.net  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41 • 30175 Hannover, Germany

